



Schwimmen für Pferde und Hunde
im Osten von München

Seminarangebot des Pferde-Therapie-Zentrums Aschheim
Mittelfrequenz-Stromtherapie „AmpliMove“ beim Pferd
Neue Therapiemöglichkeiten für Pferde
Termin: 01.10 - 02.10.2016
Leitung: Dr. med. vet. Marie Lindinger

Ziel dieser Kurse ist es das Einsatzgebiet des AmpliMove für Pferde in Theorie und Praxis kennen zu lernen und die praktische Anwendung zu üben.

Für jeden Teilnehmer steht für Übungszwecke ein AmpliMove zur Verfügung.

Kursinhalte (Theorie und Praxis)

- Funktionsweise der Mittelfrequenzstromtherapie „Amplimove“ (Theorie)
- Indikation und Gegenindikation
- Vergleich mit anderen Therapien / sinnvolle Kombinationen (Tipps und Tricks)
- Vorstellung von Fallbeispielen und speziellen Anwendungen am Pferd
- Praktische Anwendung am Pferd

Referenten

Herr Hans-Jürgen Hauß, Knop-Medizintechnik
Dr. med. vet. Marie Lindinger, Tierärztin

Veranstaltungsort und Veranstalter

Pferdetherapiezentrum Aschheim
Weidachstrasse 77
85609 Aschheim (bei München)

Mobil: +49 (0) 173 6823046

Email: seminare@pferdetherapiezentrum-aschheim.de
www.pferdetherapiezentrum-aschheim.de

Kurszeiten

01.10.2016 09:00 Uhr bis ca. 16:00 Uhr
02.10.2016 09:30 Uhr bis ca. 13:00 Uhr

Kursgebühr

150,-- € inkl.Mwst (inkl. Kaffee und Getränken)

Anmeldung

Hiermit melde ich mich verbindlich für folgendes Seminar an:

Seminar: Mittelfrequenzstromtherapie für Pferde, 01.-02.10.2016

Vor-und Nachname : _____
Straße : _____
PLZ/Ort : _____
Telefon/Handy : _____
Email : _____
Beruf : _____
Geburtsdatum : _____

Die Seminargebühr überweise ich nach Erhalt der Rechnung **bis 22.09.2016** auf das genannte Konto. Eine Stornierung muss schriftlich oder per Email erfolgen. Bei Stornierungen nach dem 22.09.2016 wird eine Bearbeitungsgebühr von 50 Euro erhoben. Ein Ersatzteilnehmer kann bis 5 Tage vor Seminarbeginn benannt werden, sofern dieser die bestehenden Verpflichtungen des Teilnehmers uneingeschränkt übernimmt.

Wird der Kurs vom Veranstalter abgesagt, so erhalten die Teilnehmer die bereits an den Veranstalter gezahlte Teilnahmegebühr vollständig zurück. Weitere Ersatzzahlungen für anderweitige Stornierungen sind ausgeschlossen (z.B. Stornokosten für Flugbuchungen, usw.)

Eigene Pferde können zum Seminar mitgebracht werden. Weitere Informationen, sowie Kosten für Box und Unterbringung erhalten Sie unter seminare@pferdetherapiezentrum-aschheim.de . Es muss eine gültige Haftpflichtversicherung für jedes Pferd bestehen.

Hotelempfehlung: Hotel & Gasthof zur Post, Ismaninger Str. 11, 85609 Aschheim bei München
Telefon: +49 (0)89/900 48 00, Email: info@hotelpost-aschheim.de
(die Hotelkosten trägt jeder Teilnehmer selbst)

Das Mitbringen von Hunden ist generell nicht gestattet.

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr!

Ort, Datum, Unterschrift

Mit meiner Unterschrift verzichte ich auf jeglichen Schadensersatzanspruch gegen den Veranstalter, das Pferdetherapiezentrum Aschheim und den/die Dozenten. Die Haftung ist auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt. Bei Unfällen, Schäden und Verlusten können keine Haftungsansprüche gegenüber dem Veranstalter geltend gemacht werden.






AmpliMove
animal

MEHR LEISTUNG! MEHR VITALITÄT! MEHR LEBENSFREUDE!

Die neue Dimension der Mittel-Frequenz-Therapie!
Erkrankungen des Bewegungsapparates effizient Therapieren



Beispiel: Display-Bild Programm Parese
(Abbildung entspricht in etwa der Display Originalgröße)



Beispiel: Display-Bild Programm Massage Wirbelsäule Pferd
(Abbildung entspricht in etwa der Display Originalgröße)

Das Bessere ist der Feind des Guten!

AmpliMove *animal*

Nachfolger des bewährten Amplimed synchro

**Die neue Dimension
der Mittel-Frequenz-Therapie!**

**Erkrankungen des Bewegungsapparates
noch effizienter Therapieren**

69 Veterinär-Programme

Umschaltbar auf 45 Human-Programme

AmpliMove animal ist ein echtes digitales 2 Kanal Mittel-Frequenz Therapie Gerät.

AmpliMove animal verfügt über 5 neue, innovative Programmgruppen die erst durch die neue digitale Gerätearchitektur realisierbar wurden. Auf diese 5 Programmgruppen verteilen sich 54 effiziente Therapie-Programme.

AmpliMove animal zeichnet sich durch eine einfache, intuitive Bedienung aus.

Die Elektrodenanlage für das jeweilige Programm wird als Bild im Display angezeigt.

Die bewährten **15 Programme** des **AmpliMed-synchro** sind als eigenständige Programmgruppe in dem AmpliMove animal integriert.

AmpliMove animal bietet die Möglichkeit eine Vielzahl von individuellen Anwenderprogrammen (User-Programmen) selbstständig zu programmieren. Gerne erstellen wir auch nach Ihren Wünschen und den von Ihnen vorgegebenen Parametern Ihr ganz spezielles Userprogramm. Ein Update ist durch den integrierten USB-Anschluss ganz einfach.

AmpliMove animal kann mit dem integriertem **Lithium Ionen Akku**, aber auch mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzladegerät betrieben werden.

Weitere Highlights umseitig!

AmpliMove animal

ist ein **Medizinprodukt** der Klasse IIa, nach Anhang IX der Richtlinie 93/42 EWG über Medizinprodukte!

AmpliMove *animal*

Highlights!

Niederfrequenz einstellbar von 1Hz bis 100Hz

Mittelfrequenz einstellbar von 2000Hz bis 10000Hz

Schwellmodulation einstellbar von 0-100%

Reiner Mittelfrequenzbetrieb ohne
Niederfrequenzanteile

Die 5 am meisten genutzten Programme werden
automatisch unter Favoriten gespeichert.

Die neuen Programme des AmpliMove:
(30 Programme in 5 Programmgruppen)

spezielle Massageprogramme

unterschiedliche Gewebetrophik-Programme

spezielle Inkontinenz-Programme wie z. B.:
Parasakrale Stimulation (Harn und Stuhlinkontinenz)
Obstipation (Verstopfung)

effiziente Programme zur Muskelstimulation, auch
nutzbar zur Leistungsoptimierung bei Sportpferden
und im Hundesport z. B.:

- Konditionstraining allgemein
- Konditionstraining spez. atrophierter Muskeln
- Krafttraining
- Training spastischer Muskeln
- Training paretischer Muskeln

verschiedene Schmerztherapie-Programme

Elektrodenerkennung

Erkennt ob die Elektroden Hautkontakt haben und zeigt
dies an

Lieferumfang (Basisausstattung):

AmpliMove im stabilen Kunststoffkoffer
Netzladergerät für Betrieb des AmpliMove und Laden
der Akkus.

2x Elektrodenanschlusskabel je 2,5m

Beispiele verschiedener Therapieprogramme
in der Display-Ansicht
(Abbildungsgröße entspricht in etwa der Display Originalgröße)



Kontakt: KNOP GmbH Medizintechnik • Borngasse 9 • 35630 Ehringshausen

Tel: 06443 - 83 33 230 • Fax: 83 33 232 • www.knop-medizintechnik.de • info@knop-medizintechnik.de